



Ficha Técnica Technical Data Sheet

Vendari TRACOR

Descripción / Description

Venda elástica de media compresión / Middle compression elastic bandage

Uso previsto / Intended use

Especial para tratar úlceras y linfedemas. Vendaje de soporte y alivio / Special for treating ulcers and lymphedemas. Support and relief bandage.

Composición / Composition

90% Algodón, 10% Poliamida / 90% Cotton, 10% Poliamida

Características / Features

La compresión que ejerce el vendaje es variable, ya que depende de la aplicación del profesional sanitario. Compresión duradera e invariable tras el vendaje / The compression exerted by the bandage is variable, since it depends on the application of the healthcare professional. Durable and invariable after bandage.

Baja elasticidad / Low elasticity: > 45%.

Gramaje / Weight: 130± 10 g/m²

Con tres señaladores de diferentes colores a distancias equidistantes para facilitar la aplicación del vendaje / It has three lineal marks of different colors at equidistant distances to make easier the application of the bandage.

Lavable y reutilizable / Washable and reusable.

Gran adaptabilidad y tacto suave / Great adaptability and soft touch.

Libre de latex / Latex free .

Fácil de aplicar / Easy to use.

Gestión de calidad / Quality management

Producto sanitario de Clase I según el anexo VIII del Reglamento 2017/745 de productos sanitarios / Class I of medical device according to Annex VIII of Regulation 2017/745 of medical devices.

Marcado CE en cada envase / CE marking on each packaging level.

Fabricado bajo el estándar de calidad EN UNE ISO 13485:2016 / Manufacturing under the quality estándar of En UNE ISO 13485:2016.

Contacto:

Calvo Izquierdo S.L.
C/ De la forja 4, Pol. Ind. El Romeral) Requena, Valencia (SPAIN)
+34 962 34 90 94 - admin@calvoizquierdo.es - www.calvoizquierdo.es // www.calvoizquierdo-medica.es



Ficha Técnica Technical Data Sheet

Vendari TRACOR

Información comercial Commercial information

Código / Code	Medidas / Sizes	Unidades / Units	EAN
11130	4 cm x 5 m	100	8430655111301
11131	6 cm x 5 m	80	8430655111318
11132	8 cm x 5 m	60	8430655111325
11133	10 cm x 5 m	50	8430655111332
11134	12 cm x 5 m	40	8430655111349
11135*	10cm x 7 m	36	8430655111356

Packaging: caja individual-embase individual* / individual box - individual pouch*.

Instrucciones de Lavado / Washing Instructions

La venda Tracor puede ser reutilizada un máximo de 10 veces mediante un lavado suave a 30°C. No planchar, no usar lejía, no secar con secadoras y no limpiar en seco. / The Tracor bandage can be reused a maximum of 10 times by gentle washing at 30°C. Do not iron, do not bleach, do not tumble dry and do not dry clean.

Precauciones / Warnings

Almacenar en sitio fresco y seco, fuera del alcance de la luz solar y otras fuentes de calor / Store in a cool, dry place, away from direct sunlight and other heat sources.

Vida útil / Shelf life

5 años / 5 years

Simbología aplicable / Applicable symbols



Contacto:

Calvo Izquierdo S.L.
C/ De la forja 4, Pol. Ind. El Romeral) Requena, Valencia (SPAIN)
+34 962 34 90 94 - admin@calvoizquierdo.es - www.calvoizquierdo.es // www.calvoizquierdo-medica.es